

Introduktion

Dette dokument er en instruks i hvordan tracershop bruges i radiokemien.

Adgang til Tracershop

For at tilgå Tracershop skal du først tildeles en CBAS brugergruppe, mere specifikt, Tracershop-Prod eller Tracershop-Prod-admin.

Tracershop tilgås fra en webbrowser på URL: <https://tracershop.regionh.dk>

Herefter vælges intern bruger.

Brug af Tracershop

Favekoder I tracershop

Tracershop anvender følgende farvekoder til ordre:

- Rød - En kunde har lagt en ordre. Radiokemien har ikke accepteret at producere denne ordre endnu.
- Gul - En accepteret ordre. Radiokemien har accepteret at producere denne ordre
- Grøn - En Frigivet ordre. Orderen er blevet frigivet med hensyn til GMP.
- Sort - En afvis ordre. En ordre der er blevet afvist at blive produceret.

Ordre I tracershop

Tracershop har 3 typer af ordre:

- Aktivitets ordre - Et radioaktivt lægemiddel som bliver bestilt med en ønsket aktivitet.
- Injektions ordre - Et radioaktivt lægemiddel som bliver bestilt med en forudbestemt aktivitet per injektion.
- Isotop ordre - En ren isotop, som bestilles med en ønsket aktivitet

For at se ordre skal man trykke på Ordre i Navbaren. Hvor efter en kalender og knapper for ugeplanen, injektions ordrene, og aktivitets sporestillingerne, og producerbare isotoper kommer frem.

Man kan klikke på knap for at se ordre med det produkt for en dato. Hvis man ønsker at se andre ordre skal man klikke på den ønskede dato ude i kalenderen.

Kalenderen er farve kodet med den indre cirkel er mini